

bila
ngöring
ohik
teras
/laginar
roppe
ar
zsvätska
sna
ings-
ällaren
tlinser.
le det
den
ot en
vid,
1%
atten.
stabile
er.
s av
ter på
/ohik
/flom
äsnik
og
er.
ile

- Kaka bærer trykspissen med mgrene.
- Før produktet brukes for første gang, sjekk at toppen er intakt.
- Flasken må brukes opp innen 90 dager etter åpning.
- Oppbevarer utligningsgel for barn.
- Ikke bruk produktet, hvis du er allergisk mot én av ingrediensene.

SAAMMENSETNING

Natriumklorid, lauryl/eter sulfat, silikat, titandioksid, borsyre, natriumtetraaborat, dinatriumedetat 0,1 % og polyhexametylenbiguanid 0,001% i rensset vann.

P L PÅTÆK/JUOITA

Plyn do czyszczenia gazoprzepuszczalnych, twarżonych soczewek kontaktowych. Wóhik sluży do codziennego czyszczenia gazoprzepuszczalnych, twarżonych soczewek kontaktowych. Skuteczność działania Wóhik gwarantują bardzo małe cząsteczki w roztworze, które usuwają osady z soczewek kontaktowych.

SPOSOB UŻYCIA

1. Umij ręce.
2. Przed każdym użyciem dobrze wstrząśnij butelkę.
3. Ułóż soczewkę na powierzchni dłoni i umieść kroplę Wóhik na soczewce.
4. Połącz ostrożnie soczewkę między opuszkami palców przez ok. 10 do 20 sekund.
5. Opłucz soczewkę większą ilością płynu do przemywania soczewek Wóhik lub roztworu soli kuchennej Wóhik, aby całkowicie usunąć środek do czyszczenia soczewek Wóhik.
6. Napełnij pojemnik do przemywania soczewek w pojemnik do przemywania soczewek Wóhik i włóż do niego soczewki na noc-wzgl. co najmniej na 6 godzin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt nie nadaje się do czyszczenia miękkich soczewek kontaktowych.
- Produkt nie może dostać się do oka. Jeżeli do tego dojdzie, wypłucz oko wodą.
- Zamknij dobrze butelkę po użyciu.
- Nie dotykaj palcami końcówki pipety.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy zamknięcie butelki jest nienaruszone.
- Zużyj zawartość butelki w ciągu 90 dni od jej otwarcia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj produktu, jeżeli reagujesz alergicznie na któryś z jego składników.

SKŁAD

Chlороd sodu, сіарсзан етілену лауріловуго, ірзе-міан, дувеліс ет ітаніум, іас-борору, тетраборан соду, дісоде едетуіану 0,1% / поліхексамі 0,001% w osuszczonej wodzie.

S L NAVADILLO ZA UPORABO

Čišťo za plynoprepustne kontaktné leče s stabilno obliko. Wóhik služi za dnevno čiščenje plynoprepustnih kontaktnih leč s stabilno obliko. Čistini učink čišťa Wóhik je zagotovljen z najmanjšimi delci v raztopini, ki odstranijo osode na kontaktni leči.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Umijte si roke.

2. Steklencio pred vsako uporabo dobro pretrese.
3. Lečo položite na dlan in kanite kapljico čistine raztopine Wóhik na lečo.
4. Nato jo previdno drgnite pribl. 10 do 20 sekund med prstnimi končniki.
5. Lečo sperite z obilo raztopine za shranjevanje Wóhik ali fiziološke raztopine Wóhik, da čistilo Wóhik popolnoma odstranite.
6. Napolnite raztopino za shranjevanje Wóhik v posodico za shranjevanje in leče čez noč za vsaj 6 ur položite v posodico.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Izdelek ni primeren za mehke kontaktne leče.
- Te raztopine ne dajajte v oči; v primeru, če se to vneseno zgodi, jih sperite z vodo.
- Steklencio po uporabi dobro zaprite.
- Konice nastavka za kapljanje se ne dotikajte s prsti.
- Pred uporabo izdelka preverite, ali je zaprilo neoporečno.
- Steklencio porabite v 90 dneh po odprtju.
- Shranjujte nedostopno otrokom.
- Izdelek ne uporabljajte, če ste alergični na katero od sestavin.

SESTAVINE

Natrijev klorid, lauril eter sulfat, silikat, titanov dioksid, borova kislina, natrijev tetraaborat, dinatrijev edetat 0,1% in polihexametilen biguanid 0,001% in očiščena voda.

HR UPUTE ZA UPOTREBU

Čistite za plynoprepustne čvrsťe kontaktno leče Wóhik. Čistite se koristi za svad dnevno čišťenje plynoprepustnih tvrdih kontaktnih leč. Spособnost čišťenja Wóhik čistaca јачење најјашњих делцију в разтопи, који одстранјују наслагe sa kontaktno leče.

UPUTE ZA UPORABU

1. Operite ruke.
2. Prije svake uporabe dobro protresite bocu.
3. Stavite leču na dlan i dodajte jednu kap Wóhik otopine za čišćenje na leču.
4. Paziјivo trјajajte leču otprilike 10 do 20 sekundi između јagodica prstiju.
5. Dobro isperite leču s Wóhik čuvanjem ili Wóhik fiziološkom otopinom, kako biste potpuno odstranili Wóhik čistaca.
6. Napunite Wóhik Spremnik za čuvanje s Wóhik Otopinom za čuvanje i stavite leču u spremnik preko noći ili držite u njemu najmanje 6 sati.

MIERE OPREZA

- Proizvod nije namijenjen za meke kontaktne leče.
- Otopina ne smije dospjeti u oko. Ukoliko se to ipak dogodi, isperite vodom.
- Nakon uporabe bocu dobro zatvorite.
- Prije prve uporabe proizvođač provjerite, je li poklopcu ispravno.
- Potrošite sadržaj boce unutar 90 dana nakon otvaranja.
- Držite podalje od dohvata djece.
- Proizvod ne koristiti, ako ste alergični na jedan od sastojaka.

SASTAV

Natrijev klorid, lauril eter sulfat, silikat, titanov dioksid, borna kislina, natrijev tetraaborat, dinatrijev

edetat 0,1% i polihexametilen biguanid 0,001% u pročišćenoj vodi.

TR KULLANIM/TALIMATI

Gar geştirgen, sabit formulu lensler için temizleme sıvısı. Wóhik temizleme sıvısı gaz geçirgen, sabit formulu lenslerin günlük temizliğinde kullanılm için uygundur. Wóhik temizleme sıvısının temizleme etkisi, temizliğine bulunan ve lens üzerindeki kalıntıları temizleyen küçük parçacıklar tarafından garanti edilir.

KULLANIM KILAVUZU

1. Ellerinizi yıkayın.
2. Kullandından önce şişeyi iyice çalkalayın.
3. Lensi avuç içine koyun ve üzerine birkaç damla Wóhik temizleme sıvısı dökün.
4. Lensleri parmak başjarmın arasına alarak yaklaşık 10 ila 20 saniye boyunca bu sıvı ile ovun.
5. Wóhik temizleme sıvısını tamamen temizlemek için lensleri bol miktarla Wóhik saklama çözeltisi veya Wóhik tuz çözeltisi ile durulayın.
6. Wóhik saklama çözeltisini saklama kabının içine doldurun ve lensleri çözeltilerin içine veya en az 6 saat süre ile saklama çözeltisinin içine tutun.

DIKAK EDILECEK NOKTALAR

- Bu ürünü yumuşak kontakt lensleri için uygun değildir.
- Bu çözeltiyi gözleminize temas ettirmeyin, temas etmesi halinde su ile yıkayın.
- Kullandığınız sonra şişeyi ağzını iyice kapatın.
- Damlalık ucuna parmağınızı dokunmayın.
- Ürünü ilk kez kullandıktan önce kapagın içinden etmiş olup olmadığını kontrol edin.
- Şişeyi sıkınca sonra içeriğini 0,1% için de tüketin.
- Çözeltiler enjeksiyoneyeceği yerde saklayın.
- İçerik maddelerinden birine karşı alerjiniz olduğuna ürünü kullanmayın.

İKERİK MADDELERİ

Sodyum klorid, lauril eter sulfat, silikat, titan dioksid, bor asidi, sodyum tetraaborat, Dinatriyum edetat %0,1 ve temiz su içine polihexa metilen biguanid % 0,001.

PİT INSTRUCÖES DE USO

Wóhik Limpador para lentes de contacto rígidas e permeáveis. Wóhik Limpador serve para a limpeza diária de lentes de contacto rígidas e permeáveis os géis. O efeito de limpeza do Wóhik Limpador é garantido por pequenas partículas presentes no solução, que eliminam os depósitos de lentes de contacto.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Lavar as mãos
2. Agitar o frasco antes de cada utilização
3. Colocar a lente na palma da mão e juntar umas gotas de Wóhik Limpador sobre a lente.
4. Esfregar com cuidado uns 10-20 segundos entre a polpa dos dedos.
5. Enxaguar a lente abundantemente com Wóhik Limpador ou Wóhik Solução salina para eliminar completamente o Wóhik Limpador
6. Encher o porta-lentes com Wóhik Limpador e deixar as lentes nele durante toda a noite ou pelo menos 6 horas.

PRECAUÇÕES

- O produto não é apropriado para lentes de contato hidrofóbicas.
- Esta solução não deve entrar em contato com os olhos. Caso isso aconteça, lavar imediatamente com água.
- Não tocar no conta-gotas com os dedos.
- Verificar se o selo de garantia com o produto está intacto antes da sua primeira utilização.
- Consumir o produto no prazo de 90 dias após a data de abertura.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilizar o produto se for alérgico a algum do seus componentes.

COMPOZICÃO

Cloroeto de sódio, lauriléter sulfato, gel de sílica, dióxido de titânio, ácido bórico, tetraaborato de sódio, edetato dissódico a 0,1%, e poli-hexametilur biguanida a 0,001% em água purificada.

UK INSTRUKCIA PO VYKORISTANNU

Wóhik Очищувач для жорстких газопропониких контактних лінз. Цей продукт призначений для щоденної очистки жорстких газопропониких контактних лінз. Очищувачий ефект досягається завдяки наявності мікрочастинок які входить до складу: 0,1% іх діаметром усувають відкладення на контактних лінзах.

INSTRUKCIJA PO VIKORISTANNU

1. Ретельно помийте руки.
2. Збовтайте пляшку перед використанням.
3. Помістіть лінзу на долоню і нанесіть декілька крапель розчину на неї.
4. Обережно потріть лінзу між кінчиками пальців на протязі 10-20 секунд.
5. Ретельно промітьте лінзу за допомогою розчину-кондиціонера або сольового розчину для повного видалення очищувача.
6. Нанітьте контејнер для лінз розчином-кондиціонером та залишіть лінзу на ніч або не менше ніж на 6 год.

ZACHODI BEZPEKI

- Цей продукт не призначений для м'яких контактних лінз.
- Цей очищувач не повинен контактувати з очима в разі потрагання в око, відразу промити його великою кількістю води.
- Щільно закривайте пляшку після кожного використання.
- Не торкайтесь пальцями до ліплетки.
- Переверте циліндріст захисного кільця на пляшці перед першим використанням продукту.
- Використовуйте продукт на протязі 90 днів після відкриття пляшки.
- Тримайте в недоступності для дітей місцях.
- Не використовуйте даний продукт в разі алергичних реакцій на будь-який інгредієнт.

SKLAD

Хлороід натрію, сульфат лауріловуго ефіру, сілїкателіс діоксид тїтану, борна кіслїна, тетраборат натрію, 0,1% дінатрію едетату, 0,001% полігексаметїлен бігуанїд в очїшћенїй водї.